

Herzlichen Dank für Ihre Bestellung.

Damit Sie viel Freude an unserem Produkt haben, bitten wir Sie einige wichtige Hinweise zu befolgen:



**Personal Cooling System (PCS) als Medizinprodukt der Klasse 1:
zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit von MS-Patienten**

Befüllung:

1. Entfernen Sie den weissen Deckel des dünnen Schlauches beim Coolpad.
2. Füllen Sie ca. 30 ml destilliertes Wasser in die mitgelieferte Spritze.
3. Führen Sie die Spritze in das grüne Ende des Schlauches ein.
4. Befüllen Sie nun das Coolpad langsam und mit wenig Druck. Das Coolpad wird nun dunkler. Sobald das ganze Coolpad dunkler ist, mit dem Befüllen aufhören. Beobachten Sie die Befüllung, um zu verhindern, dass zuviel Wasser eingefüllt wird und das Coolpad Schaden nehmen kann. Mit dem weissen Deckel den Schlauch wieder verschliessen.
5. Sobald das Wasser verdunstet ist, kann wieder nachgefüllt werden.

Um die Lebensdauer des Kühlmaterials zu verlängern und um Verunreinigungen (Kalk) vorzubeugen, ist es von Vorteil, wenn Sie abgekochtes oder destilliertes Wasser verwenden.

Pflege:

- ~ Die Kühlkleider können bei 30° C im Schongang gewaschen werden.
- ~ Beim Waschen sollte Feinwaschmittel verwendet werden,
- ~ **kein Weichspühler verwenden**
- ~ Verwenden Sie zum Waschen ein Wäschenetz.
- ~ Nicht Bügeln oder im Tumbler trocknen.

Achtung:

Das Kühlmaterial sollte nicht mit spitzen Gegenständen in Kontakt kommen.

Feedback:

**Wir sind an einer permanenten Weiterentwicklung interessiert. Ihre Meinung zählt. Info an:
info@unico-swiss-tex.ch**

UNICO swiss tex GmbH
Chälengasse 4
CH-6053 Alpnachstad



Tel: +41 (0)41 671 00 71
Fax. +41 (0)41 671 00 70
www.unico-swiss-tex.ch
E-mail: info@unico-swiss-tex.ch